

MULTI-PURPOSE SANITIZING WIPES

539-33811-900

DESCRIPCIÓN

Multi-purpose Sanitizing Wipes son toallas impregnadas con producto desinfectante que tiene como base alcohol isopropílico. Se utiliza para la desinfección de superficies tales como: mesas, equipos e instrumentos (excepto en instrumentos, materiales y equipo biomédico) elementos de cocina, etc. Está diseñado para favorecer las condiciones de inocuidad en distintos tipos de ambiente.

USO

Se recomienda aplicar en superficies pequeñas (perillas de puertas, juguetes e inclusive artículos electrónicos si el fabricante así lo permite). Producto listo para usar. Abra el empaque, retire una toalla y frote sobre la superficie a desinfectar. Cierre bien la tapa posterior a su uso. En caso de utilizar en equipo electrónico y cuando el fabricante así lo permita, siempre asegúrese de tener el equipo apagado y desconectado. Aplique el producto y deje secar por completo antes de volver a encender el mismo. Para más detalles, consulte la sección "Instrucciones de Aplicación".

Estructura Cocinas, Equipos eléctricos, Baño

Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES ESPECIALES

Apariencia	Toallas impregnadas con producto
-------------------	----------------------------------

PROPIEDADES FÍSICAS

DATOS

Alcohol (% V/V)	75 – 80 (producto inmerso en la toalla)
pH	7,5 – 9,5 (producto inmerso en la toalla)
Densidad (g/cm ³)	0,84 – 0,88 (producto inmerso en la toalla)

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



MULTI-PURPOSE SANITIZING WIPES

539-33811-900

PRESENTACIÓN

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico con 180 toallas

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Instrucciones de aplicación

Producto listo para usar. Abra el empaque, retire una toalla y frote sobre la superficie a sanitizar. En caso de utilizar en equipo electrónico y cuando el fabricante así lo permita, siempre asegúrese de tener el equipo apagado y desconectado. Aplique el producto y deje secar por completo antes de volver a encender el mismo.

Mantenga bien cerrado el envase para evitar que el producto se seque.

Notas

Los estudios de evaluación de rendimiento microbicida se han conducido de acuerdo con el método estándar ASTM E2315-16 (Standard Guide for Assessment of Antimicrobial Activity Using a Time-Kill Procedure), con un tiempo de contacto de 2 minutos y una temperatura de prueba de 22 °C, obteniendo una eliminación del 99,99% de las células bacterianas del inóculo de prueba.

OBSERVACIONES

- Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web <https://www.gruposur.com/asistencia/>
- Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera del alcance de los niños.
- No mezcle este producto con otros productos de limpieza
- No se recomienda refrigerar el contenido de este envase

SALUD

- Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José.

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



INFORMACIÓN TÉCNICA

MULTI-PURPOSE SANITIZING WIPES

539-33811-900



-
- El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web <http://www.gruposur.com>

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.



Versión 3.0 del: Oct 10/21/2021
21 2021 4:00PM

